

### PROTOKOLL

1. Innan behandlingen, se till att du har din [SAIAN Spray](#) och [SAIAN Cryo-Globes](#) i kylskåpet. Den avslutande svalkande touchen är mycket viktigt i slutet av denna behandling.

2. Rengör ansiktet med [SAIAN Replenishing Cleanser](#). Denna mjölkiga rengöring är mild och naturlig och tar bort orenheter på ytan, och lämnar huden återfuktad och smidig. Aloe Vera och kamomill är återfuktande, mjukgörande, lugnande, samt anti-mikrobiella och anti-inflammatoriska. Denna produkt är perfekt för känslig hud. (Du kan även använda [SAIAN Strawberry](#) eller [Botanical lipid Cleanser](#))

3. Applicera bedövande kräm på behandlingsytan och låt verka i 30 minuter. Ta bort bedövande kräm ordentligt.

4. Applicera antiseptisk rengöring på behandlingsområdet.

5. Applicera [1/2 SAIAN Hyaluronic Acid Ampull](#) på hela behandlingsområdet. Resten av ampullen kommer att användas senare i behandlingen.

6. Börja behandling genom att dela upp ansiktet i fem delar: panna, vänster och höger kind, näsa, överläpp och haka.

7. Utför microneedling enligt tillverkarens instruktioner. Arbeta med alla 5 delar på samma sätt tills hela ansiktet har behandlats. Efter behandling av varje område, torka av eventuell blödning.

8. När hela ansiktet har behandlats, hämta [SAIAN Pure Hyaluronic Acid Spray](#) ur kylskåpet, och spraya ansiktet med denna lätta, oljefria fuktighetspray.

9. Täck ansiktet med [SAIAN Restoring Mask](#) och låt verka i 15-20 minuter, tvätta bort med ljummet vatten.

#### eller

Använd vår frystorkade [SAIAN Pure Collagen Fiber Sheet Mask](#). Vik masken på mitten över kundens ansikte, klipp hål i masken för näsan. Applicera resten av [SAIAN HA Ampullen](#) på ansikte, hals och dekolletage. Placera det torra kollagenarket omedelbart över ansiktet och spraya med [SAIAN Collagen Elatin Spray](#) tills arket blir genumfuktat. Forma försiktigt arket över ansiktet och halsen med hjälp av fuktiga svampar. Låt masken verka på ansiktet under minst 20 minuter med ånga. **Obs! EJ OZON!** Ta bort masken.

10. Applicera valfri [SAIAN Creme](#) över hela ansiktet och [SAIAN Clinical Strength Eye Serum](#) runt ögonen.

11. Spraya med [SAIAN Sunscreen Mist](#). Detta är ett oljefritt, lätt, solkrämsspray. Kemiska solskydd rekommenderas aldrig efter invasiva behandlingar, och detta lätta Titandioxid-baserad solskyddsmedel är det perfekta alternativet.

12. Avsluta behandlingen med att utföra en kylande och lugnande ansiktsmassage med [SAIAN Cryo Globes](#).

13. Rekommendera kunden att underhålla sin hy med [SAIAN Natural Clinical Skin Care](#) för att hålla huden frisk och spänstig.

