

SAIAN®

NATURAL CLINICAL

ULTRASONIC
CAVITATION
CELLULITE
TREATMENT



ULTRASONIC CAVITATION

45 MIN

Med hjälp av ledande teknik och vår nyaste maskin, ultraljuds-kavitation, omvandlas fettceller till vätska som sedan naturligt kan dräneras genom kroppens egna naturliga filtreringssystem. Denna maskin är perfekt att använda på lår, mage, fettvalkar och skinkor. Generellt tar en fett kavitationsbehandling ca 30 minuter till en timme och 72 timmar måste passera mellan varje behandling så att kroppen kan eliminera fett. Vi föreslår minst 10-12 behandlingar för bästa resultat.

Denna ergonomiska trådlösa handenhet används i kombination med **SAIAN Bio-Contour Cellulite Slimming Gel**, och kommer att bli ditt favorit verktyg!

Handenheten sänder ut en låg nivå av ultraljudsvågor som består av kompressions- och expansionsimpulser som färdas i höga hastighetscykler. Ultraljudsfrekvenser orsakar tusentals mikroskopiska luftbubblor att omge lipocyternas/fettcellernas membran och med hjälp av vibrationer, skapar bubblorna tillräckligt tryck för att orsaka nedbrytning av fettceller omedelbart. Innehållet i de nedbrutna lipocyterna förflyttas sedan genom det lymfatiska systemet till levern och metaboliseras på ett säkert sätt och utsöndras från kroppen, assisterad av att vattenintag både på behandlingsdagen och under efterföljande dagar. Behandlingen fungerar bäst på att ta bort ytliga fettdepåer och ansamlingar av fett som är icke-volymetriska - du kommer absolut att älska resultatet!

SAIAN Bio Contour Slimming Cellulite Gel är vattenbaserad och doftfri, och är perfekt att använda tillsammans med radiofrekvensutrustning, kavitationsmaskin, micro-, galvanisk och ultraljud. Den är också perfekt för kroppsinpackningar, inpackningar för lår och mage och armar. Denna gel har vitaliserande egenskaper och gör det till ett självklart val när det gäller naturliga omformningsterapier.

PRODUKTER

- GUMMIHANDSKAR
- Torrborstar
- Bio Contour Cellulite Slimming Gel
- Mini Cavi Pro maskin

INSTRUKTIONER

1. Utför torrborstning på det område där behandlingen kommer att göras
2. Använd SAIAN **Mini Cavi Pro** maskin med **RÖTT** photonljus och **ultraljuds kavitation**, nivå **HÖG**
3. Applicera SAIAN **Bio Contour Cellulite Slimming Gel** på maskinhuvudet och på området som ska behandlas
4. Massera området med cirkulära rörelser med hjälp av maskinen i lymfens riktning. 5 minuter på varje område. Massera sedan innan kvarvarande produkt i huden med dina händer
5. Upplys patienten om att dricka rikligt med vatten under de kommande dagarna. 1 liter vatten/30 kg.

