

Med GEM Pro kan du återställa hudens vitalitet och flexibilitet, minska fina linjer, släta ut och förbättra hudens struktur. Bärbar, lätt och enkel att använda - detta skönhetsverktyg är ett revolutionerande nytt system för Spa, Salon, och hemanvändning.

GEM Pro består av 3 förmånliga hudvårdsprogram med 3 typer av elektriska strömmar:

- 1. GALVANISK-STRÖM:** En kontinuerlig ström som ökar upptaget av hudvårdsprodukter och förbättrar hudens utseende.
- 2. EMS (elektrisk muskelstimulering):** Förbättrar vitalitet och stimulerar ansiktsmusklerna.
- 3. MIKRO-STRÖM:** Varierande växelström som minimerar uppkomsten av rynkor.

Funktion 1: De Sju Gyllne Micro-nålarna

Termisk mikroström, som anti-rynk behandling, tillämpas med 7 små toppformade kontaktpunkter, där elektroderna ställs på de djupaste områden där rynkor bildas. Denna termiska mikroströmstimulering producerar proliferation av fibroblastceller på huden. Fibroblaster bidrar till att skapa kollagen och elastin. Efter anti-rynk behandling kommer djupa rynkor att bli lätt svullna av elastiska fibrer och detta främjar en slät hud. Rynkors djup kommer höjas och återfår sitt ursprungliga släta utseende. Med ytterligare behandling, blir effekten uppenbar och rynkor bildar nya linjer av mjuk kollagen. Denna behandling kan också användas för att förhindra uppkomsten av rynkor.



Funktion 2: Germanium sondelektrod

Ansiktsmuskeltoningsbehandlingen består av att tillämpa mikro-ström på slapp hud på ansikte och hals (hals, kinder, och toppen av hakan). Behandlingen verkar direkt på hudens cellfunktion, muskler och lymfatiska systemet. Användning av elektrisk stimulering med lågfrekvent mikro-ström används för att:

- Återställa varje lager av hud
- Reglera hudens mikrocirkulation och lymfdränage
- Stimulera kollagen och elastinproduktion
- Stimulera ansiktsmusklerna att eliminera fettbildning i ansiktet, på hals, och dubbelhaka.



Funktion 3: Germanium Y-formad Applikator

LYFT TERAPI (Lifting Ion +/-)

Kontinuerlig ström hjälper materialutbytesprocessen i huden för att förbättra sin vitalitet, kontrollera oljesekretion, berika hudnäring, återfukta och förnya, och att stimulera särskild produktion av kollagen och elastin i fibroblaster. Kollagen utgör den interna ramen för huden. Det stärker elasticiteten, vitaliteten och fuktkapaciteten. De elastiska fibrerna förbättra flexibiliteten och återställer hudens plasticitet. Lyft terapi eller jontofores består av penetrerande hudvårdsprodukter i hudcellerna. Det finns två typer av lyftterapi:




Negativ jon LYFTNING / Djuprengörande

Y-formad applikator med - elektrod

Positiv jon LYFTNING / Djupt återfuktande

Y-formad applikator med + elektrod



www.saiian.eu

